



**Доктор Губер**

Фабрика

[www.doctorguber.ru](http://www.doctorguber.ru)

---

## ***Инструкция по сборке нержавеющей стола со встроенным охладителем***

### **Описание**

Стол используется в качестве постамента под пивоварню или любое другое оборудование, имеет борта и слив в крайнем левом углу. Данный аксессуар позволяет проводить заливку аппарата прямо на столе.

Сам стол укомплектован 4 колесами, благодаря чему его легко перемещать при необходимости.

### **Особенности ножек стола**

Для того, чтобы стол имел необходимый уклон в сторону слива, ножки имеют разную длину. При их монтаже из-за разницы высот образуется наклон в сторону слива и вся жидкость, попадающая на столешницу, стекает к сливу.

В комплекте поставляются ножки следующих высот:

Нога высотой 240 мм – 1 шт.

Нога высотой 250 мм – 2 шт.

Нога высотой 260 мм – 1 шт.

### **Сборка**

В крайний левый угол, где находится слив, устанавливается нога высотой 240 мм.

В ближний левый угол напротив слива устанавливается нога высотой 250 мм

В крайний правый угол устанавливается нога высотой 250 мм

В ближний правый угол устанавливается нога высотой 260 мм